

MIKROLAB FRISENETTE

Opentrons OT-2 Serviceaftale

Udover den daglige vedligeholdelse af OT-2 robotten, anbefaler Mikrolab - Frisenette et årligt servicetjek for at sikre optimal drift og lang levetid. Ved et servicetjek besøger vores teknikere dit laboratorium og gennemgår robotten grundigt – både udvendigt og indvendigt. Vores teknikere udfører rengøring, test og valideringer, så du er sikret stabil og præcis ydeevne det kommende år. Efter besøget modtager du fuld dokumentation på alt udført arbejde. Kontakt os på ml@mikrolab.dk eller tlf. 86 29 61 11, vi står altid klar til at hjælpe dig og sikre din Opentrons Flex robot kører optimalt.

Servicetjekket inkluderer:

- Forebyggende vedligeholdelse af robot, pipetter og moduler – på stedet
- On-site support ved eventuelle problemer
- IQ/OQ (Installation Qualification / Operational Qualification)
- Udskiftning af O-ringe på alle pipetter
- Validering og dokumentation af pipetternes præcision (volumetrisk test)
- Udskiftning af PCR sealing mat – ved behov
- Detaljeret dokumentation, herunder:
 - Serienumre på robot, pipetter, griber og moduler
 - Software- og firmwareversioner
 - Tjek af korrekt tilslutning af tilbehør
 - Kalibreringer af pipetter og moduler

Bemærk:

Reparation, reservedele og kørsel bliver faktureret særskilt.

