



MIKROLAB AARHUS A/S



Udnyt de sidste dyrebare dråber med "Total Microliter Vials"

Sikrer maximal udnyttelse af GC og HPLC/UHPLC prøver med restvolumen <1µl

- "Total microliter vials" har et præcist tilspidset internt design, der sikrer maksimal genindvinding, uden brug af separat mikroindsats
- Glassene har et fleksibelt arbejdsvolumen, fra 1.6ml (maksimalt mulige volumen) til 25µl (minimum anbefalet arbejdsvolumen for reproducerbare resultater, uafhængigt af hvilken type kanyler/sprøjte der anvendes)
- Disse specielt fremstillede glas sikrer maksimal prøveudnyttelse med en restvolumen <1µl
- Glasset er velegnet til opkoncentrering ved inddampning, fordi den faste glasbund giver fremragende varmeoverførsel. Vi tilbyder også udstyr til inddampning
- Kompatible med de fleste autosamlere, som følge af den flade glasbund og "standard" dimensioner, hvilket betyder at der ikke er behov for en adapter
- Fås med kort gevind ND9 eller snap ring/crimp ND11 krave.



Bestillingsinformation:

Mikrolab Total Microliter Vials

Beskrivelse	Vol (ml)	Total kapacitet	Anbefalet arbejdsvolumen	Minimum anbefalet arbejdsvolumen	Rest Vol.	Varenr.
Skruelågsglas 2 ml 9mm gevind, 32x11,6mm	0,9	1,6ml	1,1ml	25µl	< 1µl	ML 331175

Skruelåg

Beskrivelse	Indlæg	Varenr.
Skruelåg m/hul, blå, PP kort 9 mm gevind	Silicone beige/PTFE hvid, 45° shore A, 1,3mm, med slids	ML 331316
Skruelåg m/hul, blå, PP kort 9 mm gevind	Silicone beige/PTFE hvid, 45° shore A, 1,3mm	ML 33131BW
Skruelåg m/hul, blå, PP kort 9 mm gevind	Silicone hvid/PTFE rød, 55° shore A, 1,0mm	ML 33131

Skruelåg/septa findes i andre konfigurationer, forhør nærmere.

Mikrolab Aarhus A/S

Axel Kiers Vej 34
8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 61 11
Fax: 86 29 61 22

E-mail: ml@mikrolab.dk
www.mikrolab.dk